



Manuel d'utilisation

Table de vidéofluoroscopie F3

Sommaire

Sommaire	3
Informations importantes	4
Informations de sécurité	4
Maintenance	6
Nettoyage	6
Instructions de nettoyage du matelas	7
Symboles	8
Vidéofluoroscopie F3	9
Caractéristiques de fonctionnement	10
Commande manuelle	10
Instructions de manipulation	11
Installation et sortie du patient	13
Accessoires	14
Données techniques	16
Dimensions et poids	16
Zone d'imagerie	17
Classification	17
Durée de vie technique	17
Centres de service	18

Informations importantes

Informations importantes concernant le présent manuel d'utilisation et l'utilisation de la Sonesta F3

Manuel d'utilisation, version 2.0 Copyright © 2026 Sonesta Medical AB. Tous droits réservés.

Le contenu du présent manuel est la propriété de SONESTA MEDICAL AB. Toute reproduction, intégrale ou partielle, est strictement interdite.

Au moment de l'impression, ce manuel décrivait correctement le dispositif et ses fonctions. Toutefois, des modifications pouvant avoir été apportées depuis la rédaction de ce manuel, la documentation fournie avec le système peut inclure un ou plusieurs addenda. Le présent manuel, ainsi que tout addenda éventuel, doit être lu attentivement avant toute utilisation ou intervention de maintenance sur le dispositif.

Garantie

Sonesta Medical AB n'est responsable de la fiabilité et des performances du dispositif que si les conditions suivantes sont strictement respectées :

- Toutes les réparations et modifications sont effectuées par du personnel autorisé. Reportez-vous au dos du manuel pour connaître les centres de service après-vente agréés.
- Seules des pièces détachées Sonesta sont utilisées. Le manuel d'entretien, accompagné de la liste des pièces détachées, peut être commandé auprès d'un distributeur Sonesta agréé ou du service clientèle Sonesta.
- Le dispositif doit être utilisé conformément à son utilisation prévue et aux exigences énoncées dans la section Informations de sécurité.

Si les points ci-dessus ne sont pas strictement respectés, la garantie sera considérée comme nulle.

Ce manuel contient différents symboles et styles typographiques destinés à améliorer la lisibilité et la compréhension de son contenu. Pour utiliser et entretenir le dispositif en toute sécurité, respectez les recommandations ci-dessous ainsi que celles figurant dans le manuel d'utilisation.

Informations de sécurité

Ce produit porte le marquage CE conformément aux exigences du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux. Ce produit est certifié UL et marqué conformément aux exigences de la norme IEC 60601-1-6:2010/AMD2:2020. Respectez les recommandations suivantes afin d'utiliser le dispositif en toute sécurité :

Utilisation prévue

- Le dispositif est destiné à assurer le soutien du patient et à assister les professionnels de santé lors d'examens et de procédures tels que l'urodynamique vidéo, les examens d'imagerie, les procédures de fluoroscopie, l'échographie, la vasectomie, la coloscopie et les procédures gynécologiques.
- Le dispositif n'est pas destiné à être utilisé lors d'interventions chirurgicales invasives.
- Le dispositif n'est pas destiné au transport des patients. Une telle utilisation peut entraîner un basculement, des blessures, des dommages matériels au dispositif ou à d'autres biens.

Raccordement électrique

- N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de commande ni les actionneurs.
- N'immergez pas le boîtier de commande dans l'eau ni dans aucun autre liquide (voir la section Nettoyage pour plus de détails).
- Débranchez le connecteur d'alimentation pour mettre le dispositif hors tension.
- Avant le nettoyage ou la maintenance, débranchez le connecteur d'alimentation de sa source. Sinon, le dispositif risque d'être endommagé.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas pincé entre les mécanismes pendant le

fonctionnement normal de la table.

- Avant utilisation, vérifiez que les câbles ne sont pas endommagés.
- Ne branchez le connecteur d'alimentation ni aucun connecteur du boîtier de commande sur une prise autre que l'entrée correspondante du dispositif.
- Le dispositif est équipé d'une batterie de secours. La batterie se recharge lorsque le cordon d'alimentation secteur est branché à la source d'alimentation.
- Pendant l'utilisation, laissez toujours le cordon d'alimentation branché à la source d'alimentation.

Gaz inflammables

- Le dispositif n'est pas destiné à être utilisé avec des gaz anesthésiques inflammables. Il existe un risque d'explosion susceptible d'entraîner des blessures ou des dommages au dispositif.

Positionnement

- Lors d'un changement de position de la table, veillez à tenir les mains, les pieds et les équipements à l'écart des éléments du châssis.
- Enclenchez toujours les freins, sauf pendant le transport, puis vérifiez la stabilité de la table.
- Retirez le récipient ou l'entonnoir de drainage, ainsi que tout autre accessoire installé sous le coussin d'assise, avant de placer la table en position debout.
- Assurez-vous que la table est dans sa position la plus haute avant de la placer en position debout.
- Le patient ne doit jamais monter sur la table en prenant appui sur les repose-pieds. Cela pourrait faire basculer la table et blesser le patient.

Limites et avertissements



- 250 kg

Le produit est testé pour un poids maximal du patient de 250 kg / 551 lb.



- 50 kg

Veillez à ce que le patient ne s'assoie pas sur les repose-pieds lorsqu'ils sont relevés. La table peut devenir instable et provoquer des blessures si la charge maximale de 50 kg / 110 lb est dépassée.



Ne laissez jamais le patient sans surveillance, car il pourrait utiliser la table d'une manière non conforme au manuel d'utilisation.



Le patient ne doit jamais monter sur la table en prenant appui sur les repose-pieds lorsque la F3 est en position fauteuil ou en position verticale, sauf si les repose-pieds sont en appui à plat sur le sol.

Maintenance

Chaque semaine, vérifiez le bon fonctionnement du dispositif et examinez les câbles afin de détecter toute coupure ou autre détérioration. En cas de doute, remplacez les pièces concernées. Le dispositif doit être nettoyé régulièrement comme indiqué ci-dessous. Une maintenance préventive supplémentaire doit être effectuée conformément au manuel d'entretien.

Nettoyage

Toutes les tables Sonesta et leurs accessoires doivent être nettoyés régulièrement afin de préserver leur qualité et de les maintenir en bon état. Veillez à respecter les instructions suivantes lors du nettoyage de la table et de ses accessoires.

- Débranchez le dispositif de la prise secteur avant toute désinfection.
- Essuyez soigneusement toutes les surfaces de la table et des accessoires après chaque utilisation par un patient.
- Essuyez l'urine, le sang et les autres liquides biologiques présents sur le dispositif pendant l'intervention et dès que possible après celle-ci, afin d'éviter qu'ils ne sèchent sur les surfaces.
- Sonesta recommande de retirer le coussin d'assise après chaque utilisation et d'essuyer les surfaces situées sous celui-ci ainsi que son revers. Sonesta recommande également de démonter les supports de repose-jambes et les repose-jambes du rail latéral afin de pouvoir nettoyer toutes les faces de ces éléments.
- Sonesta recommande de nettoyer la table et ses accessoires à l'aide d'un chiffon humide et de désinfectants courants, d'eau savonneuse ou de détergents doux. Utilisez sur toutes les surfaces l'un des désinfectants recommandés ci-dessous. S'ils ne sont pas disponibles, utilisez une solution d'eau de Javel diluée à 1:10 (hypochlorite de sodium à 5,25 %) ou de l'alcool isopropylique à 45 %.

Exemples de désinfectants recommandés

- PDI Sani-Cloth SANI-CLOTH® Bleach Wipe : lingette germicide jetable.
- Lingettes désinfectantes Clorox HealthCare®
- Ytdesinfektion LIV Des +45 ®



AVERTISSEMENT : Un nettoyage incorrect ou l'absence de nettoyage après chaque utilisation de la table peut altérer son aspect et ses performances, notamment en provoquant de la corrosion.



AVERTISSEMENT : Les désinfectants de type iodophore (par exemple, la Bétadine) peuvent tacher les coussins.



AVERTISSEMENT : Un contact prolongé avec des solutions d'eau de Javel présentant un taux de dilution incorrect, quel que soit le produit de nettoyage, peut altérer l'aspect et les performances du dispositif.

Instructions de nettoyage du matelas

Les produits de nettoyage et de décontamination suivants sont reconnus comme compatibles avec les dispositifs médicaux fabriqués en mousse souple revêtue, en matériaux UltraFoam et en plastiques rigides moulés, y compris les pièces rigides renforcées de fibres de carbone ou de verre :

- Alcool isopropylique à 45 %.
- Solution d'eau de Javel (10 % d'eau de Javel domestique dans de l'eau froide, fraîche ou tiède).
- Nettoyants universels à base de savon ou de détergent (« 409 », etc.), à la concentration normale recommandée par le fabricant.

Évitez les types de produits et de matériels de nettoyage suivants :

- Nettoyants ou désinfectants détergents contenant également des solvants hydrocarbonés, tels que l'acétate de butyle, l'acétone, etc., susceptibles de dissoudre les matières plastiques. Ces produits sont parfois présentés comme destinés à l'élimination des graffitis ou au dégraissage intensif.
- Solutions d'ammoniaque, qui peuvent donner une teinte verdâtre à certains plastiques.
- Nettoyants de type détergent à des concentrations anormalement élevées (c'est-à-dire produits concentrés destinés à être dilués, mais utilisés non dilués sous forme concentrée).
- Vapeur.
- Eau ou autres produits de nettoyage à une température supérieure à 150 °F / 66 °C.
- Certaines qualités de « Vesphene » et d'agents stérilisants ou nettoyants similaires.
- Acides de toute nature.
- Brosses dures, tampons à récurer agressifs, objets tranchants et matériaux abrasifs.
- Solutions iodées, telles que la « Bétadine ».

Les contaminants cliniques les plus courants, notamment le sébum, le sang, l'urine, les vomissures, les matières fécales et les produits de contraste, peuvent être éliminés des surfaces des produits CFI en mousse souple revêtue, en UltraFoam et en plastique rigide moulé qui entrent en contact avec le patient, à l'aide de nettoyants universels à base de savon ou de détergent (« 409 », etc.), à la concentration normale recommandée par le fabricant. Si nécessaire, rincez à l'eau claire (température maximale : 150 °F / 66 °C) afin d'éliminer les souillures importantes avant d'appliquer le produit nettoyant. Les souillures séchées peuvent nécessiter une humidification prolongée afin de réhydrater les contaminants avant le nettoyage.

Évitez de frotter vigoureusement et n'utilisez pas de brosses dures, d'objets tranchants tels que couteaux ou grattoirs, de nettoyants abrasifs, de tampons abrasifs, de laine d'acier ni de méthodes de nettoyage similaires susceptibles de provoquer des dommages mécaniques. Dans la mesure du possible, essuyez ou rincez rapidement les vomissures et autres contaminants agressifs afin de réduire le risque d'altération chimique permanente.

Symboles

Explication des symboles figurant sur le dispositif :



Attention, consulter les documents d'accompagnement



Partie appliquée de type B : équipement offrant un degré particulier de protection contre les chocs électriques



Le dispositif est conforme au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux



Marque de classification UL

IPX6

Indice de protection, EN 60529 (pénétration d'eau et de corps étrangers)



AVERTISSEMENT - PINCEMENT : Ce symbole signale un risque de blessure pour l'utilisateur ou l'opérateur. Lors du changement de position du repose-pieds, veillez à tenir les mains et les équipements à l'écart de sa poutre en acier.



Symbole du cycle de service : 2 min par période de 18 min



Terre de protection (mise à la terre)



Autonomie de la batterie de secours : environ 5 minutes à la charge maximale



Symbole de charge de fonctionnement en sécurité : 250 kg / 551 lb



Courant alternatif



AVERTISSEMENT - PINCEMENT : Ce symbole signale un risque de blessure pour l'utilisateur ou l'opérateur. Lors de l'abaissement de la table, veillez à tenir les mains, les pieds et les équipements à l'écart de la poutre en acier.

Icônes et symboles

Ce manuel contient différents symboles et styles typographiques destinés à améliorer la lisibilité et la compréhension de son contenu. Pour utiliser et entretenir le dispositif en toute sécurité, respectez les recommandations suivantes ainsi que celles figurant dans le manuel d'utilisation.



REMARQUE : Signale des informations particulières ou apporte une précision importante concernant une instruction.



AVERTISSEMENT : Ce symbole signale une situation ou une action susceptible de compromettre la sécurité du patient ou de l'utilisateur. Son non-respect peut entraîner des blessures.



ATTENTION : Ce symbole signale des procédures particulières ou des précautions que le personnel doit respecter afin d'éviter d'endommager le dispositif.



AVERTISSEMENT - PINCEMENT : Ce symbole signale un risque de blessure pour l'utilisateur ou l'opérateur. Lors du changement de position du repose-pieds, veillez à tenir les mains et les équipements à l'écart de sa poutre en acier.



AVERTISSEMENT - PINCEMENT : Ce symbole signale un risque de blessure pour l'utilisateur ou l'opérateur. Lors de l'abaissement de la table, veillez à tenir les mains, les pieds et les équipements à l'écart de la poutre en acier.

Explication des symboles figurant dans le manuel d'utilisation



Monte



Descend



Verrouiller



Déverrouiller



Réglable dans les directions indiquées



Réglable dans les directions indiquées



Pousser




Sens d'insertion (pièce)

Vidéofluoroscopie F3

Utilisation prévue

La F3 est destinée à positionner le patient dans la position souhaitée lors d'examens et de procédures d'uro-dynamique ou de vidéofluoroscopie.



Description

1. Accoudoir
2. Repose-jambes
3. Poignée du repose-jambes : desserrer la vis pour régler l'angle du repose-jambes, puis la resserrer
4. Entonnoir, support et fixation
5. Bouton d'arrêt d'urgence
6. Poignée de réglage du repose-pieds : utiliser la poignée pour régler la position
7. Repose-pieds rabattable
8. Roulettes avec mécanisme de verrouillage
9. Bouton d'arrêt d'urgence
10. Support du repose-jambes : desserrer la vis pour régler la hauteur du repose-jambes ou de son support
11. Commande manuelle

Caractéristiques de fonctionnement

Plage de fonctionnement



Fonctionnement général

La table est commandée à l'aide de la commande manuelle.

Cycle de service maximal

2 minutes par période de 18 minutes

Boutons d'arrêt d'urgence

Utilisez l'un des boutons d'arrêt d'urgence pour interrompre tous les mouvements de la table.

Activez l'arrêt d'urgence en appuyant sur le bouton.

Réarmez-le en tirant le bouton vers l'extérieur et en le tournant vers la droite.

Batterie de secours


La batterie de secours se recharge chaque fois que le cordon d'alimentation est branché. Elle s'active automatiquement en cas de coupure de l'alimentation secteur. L'autonomie de secours estimée est de 5 minutes.

Veuillez noter que l'âge de la batterie, la charge du patient et la position de la table peuvent réduire l'autonomie de sa batterie.

La batterie est équipée d'un avertisseur sonore signalant différents états de fonctionnement. Signal sonore = l'avertisseur émet un signal lorsqu'une touche de la commande manuelle est actionnée alors que la capacité de la batterie est faible.

Commande manuelle


1. Réglage du dossier vers le haut / vers le bas
2. Réglage de l'assise vers le haut / vers le bas
3. Réglage de la hauteur de la table vers le haut / vers le bas
4. Réglage de la rotation pelvienne vers le haut / vers le bas
5. Position assise (position pré réglée)
6. Position de Trendelenburg (position pré réglée)
7. Position URO (position pré réglée)
8. Position debout (position pré réglée)



Instructions de manipulation


Position assise

1. Maintenez la touche de position assise enfoncée jusqu'à ce que la table cesse de bouger.
2. Pour effectuer des réglages, utilisez les quatre touches de réglage jusqu'à obtenir la position souhaitée.




Position URO

1. Maintenez la touche de position URO enfoncée jusqu'à ce que la table cesse de bouger.
2. Pour effectuer des réglages, utilisez les quatre touches de réglage jusqu'à obtenir la position souhaitée.



Position de Trendelenburg


1. Maintenez la touche de position de Trendelenburg enfoncée jusqu'à ce que la table cesse de bouger.
2. Pour effectuer des réglages, utilisez les quatre touches de réglage jusqu'à obtenir la position souhaitée.



Position debout

La table peut être placée en position debout, comme décrit dans la section suivante. Si vous prévoyez d'utiliser quotidiennement la table en position debout, nous vous recommandons d'utiliser les sangles de maintien afin d'améliorer la sécurité du patient.

1. Retirez l'entonnoir et son support, le récipient de drainage ou tout autre accessoire installé sous l'assise avant de placer la table en position debout.
2. Assurez-vous que la table est dans sa position la plus haute avant de la placer en position debout.
3. Veillez à ce que le poids du patient soit réparti uniformément entre les deux repose-pieds.
4. Si le patient pèse plus de 100 kg / 220 lb, ne placez jamais la table en position debout tant que les repose-pieds ne sont pas en appui à plat sur le sol. Les deux repose-pieds peuvent supporter ensemble une charge maximale de 100 kg / 220 lb.
5. Maintenez la touche de position debout enfoncée jusqu'à ce que la table cesse de bouger.
6. Pour effectuer des réglages, utilisez les quatre touches de réglage jusqu'à obtenir la position souhaitée.



Modification des positions préréglées

Position assise :

Pour modifier la position préréglée appelée position assise, placez la table dans la position souhaitée. Appuyez ensuite simultanément sur les touches de montée du dossier et de position assise pendant au moins 5 secondes. La nouvelle position est confirmée par un bref signal sonore émis par le boîtier de commande.



Position URO :

Pour modifier la position préréglée appelée position URO, placez la table dans la position souhaitée. Appuyez ensuite simultanément sur les touches de montée du dossier et de position URO pendant au moins 5 secondes. La nouvelle position est confirmée par un bref signal sonore émis par le boîtier de commande.



Rétablissement des positions préréglées d'usine


Pour annuler les réglages apportés aux positions préréglées, appuyez simultanément sur les touches de position debout et de position URO pendant au moins 5 secondes. Le rétablissement des réglages d'usine est confirmé par un bref signal sonore émis par le boîtier de commande.



ATTENTION : cette opération rétablit les réglages d'usine de la position assise et de la position URO.

Réinitialisation d'une erreur fatale

Pour réinitialiser une erreur fatale, maintenez simultanément les touches de montée et de descente pendant au moins 5 secondes, ou jusqu'à l'arrêt du signal sonore.



Poutre en acier



Lors de l'abaissement de la table, vérifiez qu'aucun objet ni aucun membre ne se trouve près ou sous la poutre en acier. Une utilisation incorrecte peut blesser le patient ou l'utilisateur.

Installation et sortie du patient

Installation sur la table

Pour garantir la sécurité du patient, placez toujours la table en position assise basse, avec les repose-pieds relevés, afin que le patient puisse s'asseoir. Une fois le patient correctement installé, les repose-pieds peuvent être abaissés et la table élevée pour l'utilisation.

Sortie du patient de la table

Pour garantir la sécurité du patient lorsqu'il quitte la table, placez celle-ci en position assise basse et relevez les repose-pieds. Le patient peut alors se lever.




AVERTISSEMENT

Le patient ne doit jamais se tenir debout sur les repose-pieds pour monter sur la table ou en descendre. Chaque repose-pieds peut supporter une charge de 50 kg / 110 lb.



AVERTISSEMENT

Le dépassement du poids maximal admissible de la table peut entraîner une déformation vers le bas du côté droit du patient et occasionner une gêne pour celui-ci.



Accessoires

La F3 dispose de plusieurs accessoires, fournis de série ou en option.

Avant utilisation : vérifiez toujours que les accessoires sont correctement montés sur la table.

Accessoires standard


- 1 commande manuelle
- 1 entonnoir de drainage en plastique avec support
- 2 rails latéraux
- 2 accoudoirs
- 2 supports de repose-jambes
- 2 repose-jambes
- 2 repose-pieds rabattables
- 1 matelas avec découpe

Accessoires en option

- Accoudoir en option
- Matelas sans découpe
- Coussin cylindrique


Entonnoir de drainage en plastique — hauteur réglable

Installation :



Repose-pieds

Installation :




Lors de l'abaissement des repose-pieds vers le sol, veillez à ne pas vous tenir directement sous leur trajectoire. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures du patient ou de l'utilisateur.



Soyez prudent lors du réglage des repose-pieds à l'aide de la poignée. Ne placez ni les doigts ni les mains sur la poutre en acier pendant le réglage. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures du patient ou de l'utilisateur.

Accoudoir

Pour déplacer les accoudoirs, appuyez sur le bouton bleu et faites pivoter l'accoudoir jusqu'à la position souhaitée.



Configuration en option :


Vous pouvez retirer l'accoudoir situé du côté droit du patient et installer un accoudoir en option.



Avvertissement: Les accoudoirs ne sont pas conçus pour supporter le poids du patient.


Support du repose-jambes

Installation (clé Allen de 5 mm requise) :



Repose-jambes

Installation :



Les repose-jambes sont équipés d'une bague de butée qui empêche leur abaissement excessif. La bague de butée doit toujours être montée sur le repose-jambes. Si elle n'est pas utilisée correctement, l'utilisation des repose-jambes peut entraîner des blessures du patient ou de l'utilisateur.

Données techniques

Modèle

Table de vidéofluoroscopie Sonesta F3, trois moteurs (élévation, assise, dossier).

Alimentation électrique

100 V, 430 VA, 50/60 Hz.

120 V, 430 VA, 50 Hz.

230 V, 430 VA, 50 Hz.

Conditions de fonctionnement

Température : +10 °C à +40 °C (50 °F à 104 °F).

Humidité : 30 % – 75 %.

Pression atmosphérique : 700 hPa – 1 060 hPa.

Conditions de stockage et de transport

Température : -5 °C à +40 °C (23 °F à 104 °F).

Humidité : 10 % – 80 % HR.

Condensation comprise.

Pression atmosphérique : 700 hPa – 1 060 hPa.

Mise au rebut

La table doit être éliminée ou recyclée conformément à la législation et à la réglementation locales.

Dimensions et poids

Table de vidéofluoroscopie F3


Unité	Largeur (max.)	Longueur (max.)	Hauteur (min.-max.)	Poids de la table (max.)
Métrique (cm)	115	156 sans extension 194-205 avec extension	49-137	250 kg
US (pouces)	45	61 sans extension 76-81 avec extension	19-53	551 lb

Inclinaison de l'assise : 0° à 90° (verticale)

Inclinaison du dossier : de 90° (verticale) à -17° (Trendelenburg)

Poids maximal du patient : 250 kg / 551 lb

Zone d'imagerie



Classification

Degré de protection contre les chocs électriques :

Partie appliquée de type B : équipement offrant un degré particulier de protection contre les chocs électriques, notamment en ce qui concerne le courant de fuite admissible.

Degré de protection contre la pénétration nuisible de corps étrangers et d'eau :

IPX6

Degré de sécurité en présence d'anesthésiques inflammables :

Le dispositif n'est pas destiné à être utilisé avec des gaz anesthésiques inflammables.

Mode de fonctionnement :

Fonctionnement intermittent.

Cycle de service :

2 minutes par période de 18 minutes.

Durée de vie technique

Ce produit a une durée de vie technique que Sonesta Medical AB estime à 7 ans. Au moment de sa livraison, le produit satisfait aux réglementations et normes en vigueur. Toutefois, comme tout produit électromécanique, la table de vidéofluoroscopie Sonesta est soumise au vieillissement et à l'usure. Même si le produit fait l'objet de la maintenance régulière prescrite, Sonesta Medical AB ne peut garantir sa sécurité au-delà de sa durée de vie technique. Sonesta Medical AB recommande de mettre le produit hors service au plus tard après 7 ans. La fourniture de pièces détachées et de prestations de service par Sonesta Medical AB après l'expiration de la durée de vie technique indiquée ne prolonge pas les responsabilités de Sonesta Medical AB.



Centres de service

Suède

Sonesta Medical AB
Industrivägen 7
171 48 Solna
Suède

+46 8 50257280
info@sonestamedical.se
www.sonestamedical.se

États-Unis

Sonesta Medical Inc
2 DeBush Avenue, unité C3
Middleton, MA 01949
États-Unis

+1 630-519-3450
info@sonestamedical.se
www.sonestamedical.se

Fabriqué par

Sonesta Medical AB
Industrivägen 7
171 48 Solna
Suède

+46 8 50257280
info@sonestamedical.se
www.sonestamedical.se