



Fauteuils de procédure et d'examen

Top qualité | Polyvalent | Facile d'utilisation | Positions multiples



Sonesta fabrique et vend des tables et fauteuils destinés à l'urologie, à la gynécologie, aux diagnostics urodynamiques et aux procédures gastro-intestinales supérieures.

Next Generation Sonesta

SONESTA S2



Spécifications

Longueur avec coussins d'extension	193 cm	76"
Longueur sans coussins d'extension	143 cm	56"
Largeur	77 cm	30"
Hauteur avec coussin de siège (min.)	40 cm	16"
Hauteur avec coussin de siège (max.)	100 cm	39"
Capacité de levage	170 kg	375 lbs.
Diamètre des roulettes (blocage)	10 cm	4"
Poids net	100 kg	220 lbs.

Caractéristiques électriques

120/230v 24v CC sortie
 Conforme à la directive CEM (compatibilité électromagnétique) pour CEI 60601
 Tous les produits portent le marquage CE

Fonctionnalités :

- Polyvalence
- Positionnement précis
- Deux moteurs permettent de régler la hauteur et le dossier
- Accès facile pour les personnes âgées et handicapées
- Ergonomie étudiée
- Infinité de réglages, de 16" (40 cm) min. à 39" (100 cm) max.
- Léger et facile à déplacer
- Supporte jusqu'à 170 kg (375 lbs.)
- Certifié UL

Accessoires de série :

2 accoudoirs	525-6339
2 repose-jambes	525-6336
2 supports de repose-jambes	525-6338
1 porte-rouleau de papier	525-6326
1 commande au pied deux moteurs	524-6353
1 coussin de siège avec découpe de 170 mm	525-6366-3



Nous sommes fiers de nos Next Generation Sonesta

Nos fauteuils Next Generation Sonesta sont les fauteuils de procédure les plus polyvalents du marché. Le design fonctionnel garantit un confort ultime et un positionnement optimal pour vous et pour le patient pendant les procédures urologiques et gynécologiques.

Sonesta est le fabricant leader mondial des fauteuils de procédure et d'examen innovants pour les diagnostics urologiques et gynécologiques. Nos fauteuils de procédure sont fabriqués avec des matériaux de la plus haute qualité pour garantir un maximum de confort et de fonctionnalité.



Procédures couramment effectuées sur les fauteuils Sonesta

- Examen urodynamique
- Rééducation pelvienne
- Manométrie anorectale
- Examen pelvien
- Cystoscopie
- Ultrasons
- Vasectomie
- Colposcopie
- Biopsie
- Coloscopie
- Examen gynécologique

Next Generation Sonesta

SONESTA S3



Spécifications

Longueur avec coussins d'extension	193 cm	76"
Longueur sans coussins d'extension	143 cm	56"
Largeur	77 cm	30"
Hauteur avec coussin de siège (min.)	40 cm	16"
Hauteur avec coussin de siège (max.)	105 cm	41"
Capacité de levage	210 kg	465 lbs.
Diamètre des roulettes (blocage)	10 cm	4"
Poids net	125 kg	276 lbs.

Caractéristiques électriques

120/230v 24v CC sortie
 Conforme à la directive CEM (compatibilité électromagnétique) pour CEI 60601
 Tous les produits portent le marquage CE

Fonctionnalités :

- Mécanisme de blocage du mouvement en une touche pour un positionnement précis
- Polyvalence
- Trois moteurs permettent de régler la hauteur, le siège et le dossier
- Accès facile pour les personnes âgées et handicapées
- Ergonomie étudiée
- Infinité de réglages, de 16" (40 cm) min. à 41" (105 cm) max.
- Léger et facile à déplacer
- Supporte jusqu'à 210 kg (465 lbs.)
- Certifié UL

Accessoires de série :

2 accoudoirs	525-6339
2 repose-jambes	525-6336
2 supports de repose-jambes	525-6338
2 repose-pieds pliants	525-6331
1 coussin de siège sans découpe	525-6365
1 coussin de siège avec découpe de 170 mm	525-6366-3
1 porte-rouleau de papier	525-6326
1 commande au pied trois moteurs	524-6357
1 appuie-tête	525-6346



Fonctionnalités et avantages des fauteuils Next Generation Sonesta

Poids autorisé – 170 & 210 kg

Nouveaux coussins souples ergonomiques et surbaissés avec mousse améliorée – Pour un meilleur confort et ressenti du patient.

Accoudoirs pliants – Accès facile au patient des deux côtés : assure une sécurité quand le fauteuil est engagé en position table.

Appuie-tête réglable en hauteur – Pour le confort du patient et la facilité d'utilisation.

Housse de dossier formée sous vide – Protège et recouvre l'ossature et les autres pièces structurelles, pour un ressenti plus calme et moins mécanique. Plus facile à nettoyer.

Appuie-nuque – Avec des aimants réglables pour un ressenti plus confortable.

Nouvelle barre de préhension – Facilite la mobilité du fauteuil et intègre un dérouleur de papier.

Repose-pieds – Nouveau design avec un levier pour assurer la sécurité des utilisateurs finaux. Un aimant recouvert de plastique maintient le repose-pieds en place lorsqu'il est replié.

Nouveau repose-jambes ergonomique – Confort amélioré et formes asymétriques permettant le repositionnement des jambes en cours de procédure si nécessaire.

Table de fluoroscopie SONESTA 6210



Spécifications

Longueur sans repose-pieds/extension de jambe	156 cm	63"
Longueur avec repose-pieds/extension de jambe	196 cm	78"
Largeur (total)	99 cm	39"
Hauteur avec coussin de siège (min.)	50 cm	20"
Hauteur avec coussin de siège (max.)	130 cm	51"
Zone d'imagerie sans repose-pieds/ extension de jambe (longueur)	156 cm	63"
	196 cm	78"
Zone d'imagerie avec repose-pieds/ extension de jambe (longueur)	250 kg	551 lbs.
Poids autorisé	250 kg	551 lbs.
Poids autorisé en position debout	250 kg	250 kg

Caractéristiques électriques

120/230v 24v CC sortie.

Conforme à la directive CEM (compatibilité électromagnétique) pour CEI 60601.

Tous les produits portent le marquage CE

Une table d'examen polyvalente adaptée aux arceaux

La table de fluoroscopie 6210 permet la position debout, assise et allongée sur le dos. Cette table polyvalente passe facilement de l'une de ces positions à l'autre grâce à une commande manuelle, ce qui rend la table facilement accessible aux patients de tous âges. Le porte-à-faux latéral offre au praticien une vue antérieure/postérieure, latérale et oblique complètement dégagée. Encore plus pratique : la table est dotée d'une batterie de secours pour utilisation brève en cas de panne de courant ou en situation d'urgence. L'excellent accès pour l'arceau et les nombreuses possibilités de positionnement font de la 6210 la table idéale pour toutes les procédures de fluoroscopie.

Fonctionnalités :

- Les trois moteurs offrent des possibilités inédites de positionnement et d'accès.
- Siège et dossier en fibre de carbone radiotransparente pour une imagerie de la tête aux pieds.
- Quatre roulettes doubles offrent une manœuvrabilité absolue.



Accessoires de série :

1 commande manuelle	524-6356
1 entonnoir en plastique avec évacuation	524-6325-9
1 support d'accoudoir	524-6338-4
1 accoudoir	524-6021-6
2 supports de repose-jambes	525-6338
2 repose-jambes	525-6336
2 repose-pieds pliants	525-6331-10
1 glissière latérale	524-6329

Une entreprise du groupe ADDvise

SONESTA

SONESTA MEDICAL AB
TEGELUDDSVÄGEN 76
115 28 STOCKHOLM, SUÈDE
TÉL. : +46 8 502 572 80
INFO@SONESTAMEDICAL.SE
WWW.SONESTAMEDICAL.SE

SONESTA MEDICAL INC.
2 DEBUSH AVENUE UNIT C3
MIDDLETON, MA 01949, ÉTATS-UNIS
TÉL. : +1 630-519-3450
INFOUS@SONESTAMEDICAL.SE
WWW.SONESTAMEDICAL.SE